

Guía de Alto Soporte E-wire




E-wire Cable Guía

- Cable guía recubierto y extra rígido de 0.035”.
- Punta en J corta y flexible con visibilidad a los rayos X.
- Disponible en dos diferentes longitudes: 190 y 300 cm
- Para su uso en cualquier catéter para diagnóstico y procedimientos de intervención.

Información para pedido

Catalogo No.	Longitud (mm)	Longitud de la punta (mm)	Diámetro (”/mm)
76XX1935N-06	190	6	0.035/0.89
76XX3035N-06	300	6	0.035/0.89

3 unidades / caja



JT-BR-0760200-EN V02 06/2019