


LI plus

Sistema de introducción de electrodos



Características principales del producto

- Para implantación de todos los electrodos estándar de estimulación
- Diseño optimizado del introductor
- Transición atraumática entre el introductor y el dilatador
- Fricción mínima entre el introductor y el electrodo

Información de referencia

Descripción del producto	Diámetro máximo del electrodo	Longitud del introductor	Número de referencia
LI-6 ^{plus}	6 F	15 cm	417669
LI-7 ^{plus}	7 F	15 cm	417670
LI-8 ^{plus}	8 F	15 cm	417671
LI-9 ^{plus}	9 F	15 cm	417672
LI-10 ^{plus}	10 F	15 cm	417673
LI-11 ^{plus}	11 F	15 cm	417674
LI-12 ^{plus}	12 F	15 cm	417675

Datos técnicos

Contenido del paquete

1 jeringa (12 cm³) con conector de Luer

1 aguja (18 gauge)

1 guía (en forma de J)

1 dilatador

1 introductor pelable (PTFE) 15 cm

