

Galaxy - Dispositivo de inflado de globos



Características

- Mecanismo de cierre rápido.
- Cuerpo antideslizante para estabilidad de agarre durante el uso.
- Jeringa de 20 cc con cierre de doble labio.
- Diseño ergonómico estable.
- Manguera reforzada con nailon.

Parámetros técnicos

- Pantalla: analógica / fluorescente
- Presión: 30 ATM (440psi)
- Volumen del barril: 25 ml
- Llave de paso: 3 vías con control ON / OFF, 500psi
- Tubo de extensión: 33 cm, conector Luer giratorio macho

Información sobre pedidos

No de catalogo	Volumen (ML)	Presión (ATM)	Tipo de paquete
111205	25	30	Inflación con llave de paso
111206	25	30	Kit de dispositivo de inflamación

Kit *: Dispositivo de inflado con globo con llave de paso de 3 vías + Conector en Y para hemostasia +
Torquer + Introducutor romo