

# Selectra

Sistema de introducción telescópico para el electrodo de seno coronario



## Características principales del producto

- Diseño de mango ergonómico con válvula serie cortable integrada
- Diseño equilibrado del cuerpo para transmisión de giro óptima
- Recubrimiento interno hidrófilo para introducción suave del electrodo y extracción segura del sistema

## Información de pedido

Producto	Longitud	Nº de referencia	Longitud	Nº de referencia
Selectra "Straight"	45 cm	375 537	55 cm	375 521
Selectra "BI02"	45 cm	375 523	55 cm	375 524
Selectra "Multipurpose EP (MPEP)"	45 cm	375 531	55 cm	375 532
Selectra "Multipurpose Hook (MPH)"	45 cm	375 533	55 cm	375 534
Selectra "Right"	45 cm	375 535	55 cm	375 536
Selectra "Amplatz 6.0"	45 cm	375 519	55 cm	375 520
Selectra "Hook"	45 cm	375 529	55 cm	375 530
Selectra "Extended Hook"	45 cm	375 527	55 cm	375 528
Selectra "IC-50"	65 cm	375 545	75 cm	375 546
Selectra "IC-50"	59 cm	392 289	69 cm	392 290
Selectra "IC-90"	65 cm	375 547	75 cm	375 548
Selectra "IC-90"	59 cm	392 291	69 cm	392 292
Kit de accesorios Selectra				375 518
Herramienta de corte Selectra				383 119

## Datos técnicos

Catéter externo Selectra	
Longitud útil	45 cm; 55 cm
Diámetro interior	2,44 mm (7,3 F)
Diámetro exterior	2,91 mm (8,7 F)
Material	PEBAX
Recubrimiento interior	recubrimiento hidrófilo
Contenido del paquete:	
■ 1 catéter guía externo	
■ 1 dilatador para el catéter guía	
Dilatador	
Longitud útil	53,5 cm; 63 cm
Catéter interno Selectra	
Longitud útil	65 cm; 75 cm; 59 cm; 69 cm
Diámetro interior	1,83 mm (5,4 F)
Diámetro exterior	2,31 mm (6,9 F)
Material	PEBAX
Recubrimiento interior	recubrimiento hidrófilo
Ángulo distal	50°; 90°
Compatibilidad con guía	0,014"-0,035"
Compatibilidad con electrodos	< 5 F
Conexión proximal	Luer-lock hembra
Contenido del paquete:	
■ 1 catéter interno	
Kit de accesorios Selectra	
Contenido del paquete:	
■ Jeringa de 12 cm <sup>3</sup> con Luer-lock	
■ 4 introductores transvalvulares, diámetro interior de 0,42 mm	
■ 1 guía Seldinger de 150 cm	
■ 1 manguito de fijación de guía	
■ 1 herramienta de corte Selectra	
■ 2 válvulas antirretorno bidireccionales	
■ 2 tapones de sellado	
■ 2 llaves unidireccionales	
Herramienta de corte Selectra	
Contenido del paquete:	
■ 1 herramienta de corte Selectra	

