

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hemoconcentrador Filtro DP07HC prime 49ML/Temed

CÓDIGO: M03264

MARCA

Temed

PRESENCIA DE LATEX

Libre de látex

PRESENTACIÓN, ROTULADO Y TIPO DE ENVOLTORIO

Caja x 1 unidad



DESCRIPCION DEL GENERADOR

El hemoconcentrador M03264 - DP07HC prime 49ML de Temed / Medica está diseñado para uso en pacientes pediátricos, con el objetivo de controlar la hemodilución y mantener niveles adecuados de hematocrito.

Incorpora membrana de alto flujo PUREMA®, ofreciendo una alta eficiencia en la ultrafiltración y un manejo seguro del volumen sanguíneo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material de la fibra hueca High Flux PUREMA®
- Área de membrana 1.2 m²
- Diámetro interno de fibra 200 µm
- Espesor de pared de fibra 30 µm
- Volumen de cebado sanguíneo 49 ml
- Presión transmembrana máxima (TMP) 500 mmHg
- Conexión de sangre: Twist Lock
- Conexión filtrado/dializado: Female Luer Lock
- KUF (ml/h/mmHg): 36
- Longitud de la unidad: 265 mm
- Código producto ETO esterilizado: M03264

CERTIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO

Certificado ISO 13.485

FDA

ESTERILIZACIÓN

Óxido de Etileno (OE)

TIPO DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio, seco y protegido de la luz. Evitar frío y calor excesivo.

PROCEDENCIA

Reino Unido

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Certificación Comunidad Europea (CE)